

3CX IP-telefooncentrale



3CX is een leverancier van een serversoftware voor 'unified communication', een moderne versie van de klassieke telefooncentrale. De moderne telefooncentrale biedt nu immers mogelijkheden om mensen te laten communiceren in de brede zin van het woord: van de traditionele telefoniefuncties, over het gebruik van een app, beheren van de contacten en videobellen tot het organiseren van vergaderingen via de telefoon (telefoonconferenties).



3CX heeft een aantrekkelijk prijsmodel voor de zorg: de jaarlijkse kostprijs kan laag liggen omdat u alleen betaalt voor de gelijktijdig gevoerde gesprekken. U betaalt dus niet per aangesloten toestel. In de zorg zijn er immers vaak veel telefoontoestellen, maar het aantal gelijktijdige gesprekken ligt niet zo hoog. Daarbovenop zijn Polycom en Spectralink technisch ondersteund door de 3CX-software, wat de link compleet maakt.




U geniet van zeer veel functionaliteit voor een beperkte prijs. Daarnaast is deze telefooncentrale niet zo 'zwaar' voor de server en kan deze mee aangeboden worden op de centrale apparatuur (interAxio, AQURA, etc.). U geniet dus van een dubbel prijsvoordeel

Geen gewone telefooncentrale

3CX 16SC is een softwarematige IP-telefooncentrale op basis van open standaarden die geschikt is voor populaire IP-telefoons en SIP-trunks, zowel lokaal als in de cloud.

3CX 16SC is geen gewone zakelijke telefooncentrale, maar een complete 'unified communications'-oplossing met geavanceerde functies. 3CX is gebruiksvriendelijk, betaalbaar en flexibel, en bespaart u de kosten en het complexe beheer van een 'ouderwetse' telefooncentrale of de beperkingen van een gedeelde telefooncentrale in de cloud.



› Overzicht 3CX

naam	Dedicated Pro	Dedicated enterprise
art:	*1	*1
Dedicated Hosted Instance (Hosting cost included)	✓	✓
Everything in StartUP plus...	✓	✓
Microsoft 365 Integration	✓	✓
CRM Integration	✓	✓
Call Recording	✓	✓
Hot Desking	✓	✓
SMS & MMS	✓	✓
Video Conferencing (Up to 100 participants)	✓	✓
Skill-based Routing	✗	✓
Start / Stop Call Recording Rights	✗	✓
Video Conferencing (Up to 250 participants)	✗	✓
Custom IP Phone Logo	✗	✓

*1: deze telefooncentrale wordt enkel in combinatie met een onderhoudscontract voorzien, het wordt dan ook via dat onderhoudscontract aangeboden (zonder specifiek art.nummer)

*2: er wordt steeds gestart met de mogelijkheid van 4 simultane gesprekken, een upgrade naar meerdere simultane gesprekken is zeker mogelijk.

LICENTIES