


# Daza

## Speciale oproepen



DAZA is een Nederlands bedrijf dat bijna 20 jaar actief is in de ontwikkeling en productie van producten voor de zorgsector. Ze specialiseren zich in systemen die gevaarlijke situaties voor ouderen voorkomen of detecteren. Door hun erkenning uit de sector en hun hoge kwaliteit zijn ze uitgegroeid tot een marktleider in hun niche.



Voor onze klanten biedt dit partnership een belangrijke meerwaarde op vlak van integratie in de bestaande oproepsystemen van Televic. De Daza-producten worden vanuit Televic aangeleverd met de correcte aansluitfiche voor uw bestaande Televic-oproepsysteem. Op die manier volstaat het om het product in te klikken. Ook zijn er bepaalde mogelijkheden geïntegreerd om de Daza-oplossing draadloos te verbinden met onze oproepsystemen.



Televic Healthcare Solutions staat in voor een totale oplossing op vlak van veiligheid, communicatie en comfort. Veiligheid en comfort gaan echter niet altijd hand in hand in een moderne zorginstelling. Vaak betekent de veiligheid van een bewoner of patiënt een beperking van zijn/haar vrijheid en dus ook van zijn/haar comfort. Daarom wilden wij ook de nodige aandacht besteden aan de vrijheid van bewoners met specifieke veiligheidsnoden.

Specifieke detectie-toestellen worden op het verpleegoproepsysteem aangesloten.



Televic en Daza vonden elkaar al enkele jaren geleden. De samenwerking en het partnership was vrij snel beklonken gezien beiden dezelfde doelgroep hebben en werken rond dezelfde kernwaarden. De Daza-producten werden getest bij een aantal Televic-klanten en werden zeer positief geëvalueerd.

# Daza

## Speciale oproepen



### De verschillende producten van Daza zijn vooral gericht op het vermijden van fixatie en valincidenten:

#### Bed verlaten:

De unieke combinatie van infrarood- technologie, specifieke software en draadloze technologie is gekend als een betrouwbaar en flexibel inzetbaar signaleringssysteem om valincidenten te voorkomen. De Optiscan detecteert wanneer een bewoner aanstalten maakt het bed te verlaten en geeft een alarmsignaal door aan het verpleegoproepsysteem. Deze oproep laat de verpleging toe tijdig te reageren en zo ernstig letsel bij de bewoner te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat, dankzij het gebruik van de Optiscan, het aantal valincidenten enorm gereduceerd wordt. In de praktijk is gebleken dat 85% van de bewoners zich nog op de rand van het bed bevindt wanneer de verpleging ter plaatse komt. De ervaringen van verpleegkundigen en het voordeel voor de gebruiker dragen in hoge mate bij aan het enorme succes van de Optiscan.

#### Stoel verlaten:

De Optiseat is een comfortabel zitkussen voorzien van 'sta op'-detectie. Het kussen is vervaardigd van zogenaamde incostof - dit laat wel zuurstof, maar geen vloeistof door. Daarnaast heeft het kussen een zeer hoog antislipgehalte en vermindert het de noodzaak om bewoners in hun stoel te fixeren.

Het instelbaar akoestisch vooralarm geeft bewoners een waarschuwing. Gaat de bewoner niet tijdig weer zitten, dan wordt een signaal gestuurd naar één van onze ontvangers. Hierdoor kan de gealarmeerde verzorgende ter plaatse zijn voordat er een ongewenste situatie ontstaat. Met recht mag dit kussen een effectief hulpmiddel worden genoemd waarmee veel (val)incidenten kunnen worden voorkomen.

#### Kamer verlaten:

Wanneer ouderen dwaalgedrag gaan vertonen, heeft dat niet alleen voor de oudere maar ook voor de verzorgende veelal verstrekende gevolgen. Een deurcontact kan in deze situatie een oplossing bieden. Geplaatst aan de buitenzijde van de kamer is het voor de cliënt niet langer mogelijk om ongemerkt zijn of haar kamer te verlaten of ongewenste ruimten te betreden (trappenhuizen, nooduitgangen e.d.). Ook andere cliënten krijgen vaak meer rust en privacy wanneer zij geen onverwacht bezoek van medebewoners meer krijgen. Het deurcontact is voorzien van een schakelaar. Uiteraard communiceert het deurcontact met al onze ontvangers. te sluiten. Het LED-paneel informeert discreet maar gericht over wat u precies aan het doen bent.



### Optiseat

art: 43.07.2003 met ingebouwde Easywave zender

Dit is een comfortabel zitkussen voorzien van 'sta op'-detectie. Het kussen is vervaardigd van incostof. Dit laat wel zuurstof door, maar geen vloeistof. Daarnaast heeft het kussen een zeer hoog antislipgehalte en vermindert het de noodzaak om cliënten in hun stoel te fixeren.



### Optiscan

art: 43.07.0003 met ingebouwde Easywave zender

Door praktijkervaring van verpleegkundigen in de psychogeriatrische zorg te inventariseren en analyseren kunnen wij u hieronder een aantal steekhoudende argumenten aanbieden.

- Reductie aantal valincidenten
- Natuurlijk herstel dag- en nachtritme
- Geen overlast voor verzorging door onnodige vervuiling op de kamer
- Inzicht in het nachtelijk gedrag van nieuwe bewoner(s)
- Controle bij dwaalgedrag
- Prima alternatief voor fixatie
- Voorkomen van menselijk leed
- Verminderde arbeidsdruk en verhoogde privacy van de cliënt
- Cliënt wacht voortaan op begeleiding
- Tijdsbesparing, dus kostenbesparing